

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Non contact voorhoofd thermometer TD 1242 H snelle reactiesnelheid (1 seconde), compact

Bereik	: 32° C – 43 ° C
Indeling	: 0,1 °C
Meetmethode	: voorhoofd
Meetafstand	: 3-7 cm
Nauwkeurigheid	: ± 0.2 °C, 35,0°C - 42.0 °C ± 0.3 °C, < 35,0°C - > 42 °C
Meettijd	: 1 seconde
Display	: knippert bij koorts
Keuze	: baby, volwassene, oppervlakte
Afmetingen	: 155.46mm x 40.14mm x 39.45m
Auto off	: 30 seconden
Gewicht	: 61,8 gr. (zonder batterijen)
Voeding	: 2 x AAA batterijen

Conformiteit : MDD 93/42/EEC

Indien u vragen heeft over deze thermometer , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com