

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Oorthermometer TD 1261, snelle reactiesnelheid (2 seconden), verbindt met 2300 monitor

Bereik	: 32° C – 43° C
Meetmethode	: oor
Nauwkeurigheid	: ± 0.2 °C
Communicatie	: IrDA communicatie met 2300, of bluetooth
Voeding	: 2 x AAA batterijen
Afmetingen	: 160.5mm(b) x 45.9mm(b) x 32.5mm(d)
Gewicht	: 98, 33 gr

Indien u vragen heeft over deze thermometer, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com