

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



TD 4216 B Multi monitor Automatische strip detectie, persoonlijke bloedglucose instelling, indicatie met drie kleuren

Communicatie	: strippoort of bluetooth
Ketone waarschuwing	: ja
Geheugen	: 1000 posities
Daggemiddelde	: 7, 14, 28, 60, 90 dagen voor bloedglucose
Alarm	: 4 x daags
Functies	: expiratie waarschuwing, strip uitwerpen
Display	: LCD met backlight
Afmetingen	: 102,5 (L) x 56,9 (B) x 21,8 (H) mm
Omgevingsfactoren	: apparaat 8 °C - 45 °C, RLV 10-90 %
Voeding	: 2 x AAA
Gewicht	: 57 gram
Auto off	: na 15 seconden

Indien u vragen heeft over deze Multi Monitor, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 085-0250086 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



XPER technologie : goudbekleding en laser grafeer technieken zorgen dat de strips een stabiel, nauwkeurig resultaat geven binnen hun bereik. Tevens zorgt de 2+2 Bio technologie voor een verbeterd bereik van de hematocriet (HCT) waarden.



Glucose



Enzyme type	: GDH-FAD
Monstergrootte	: 0,5 μ L
Reactie tijd	: 5 seconden
Meetbereik	: 10~800 mg/dL (0.56~44.4 mmol/L)
Hematocrietbereik	: 0-70 %
Precisie	: SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) tot < 100 mg/dL (5.55 mmol/L); CV < 5% at 100 mg/dL (5.55 mmol/L)
Nauwkeurigheid	: \pm 15 mg/dL if < 100 mg/dl ; \pm 15% if \geq 100 mg/dL
Verpakking	: Flaconverpakking / enkele folieverpakking



Ketonen



Enzyme type	: HBD
Monstergrootte	: 0,8 μ L
Reactie tijd	: 10 seconden
Meetbereik	: (0,1~8 mmol/L)
Hematocrietbereik	: 10-70 %
Precisie	: \leq 1 mmol/L, SD < 0.1 mM; > 1 mmol/L, CV < 7.5%
Verpakking	: Flaconverpakking / enkele folieverpakking

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Totaal Chlorestorol



Monstergrootte : 3 μ L
Reactie tijd : 60 seconden
Meetbereik : 100 ~ 400 mg/dL
Hematocrietbereik : 20-60 %
Precisie : CV < 7.5%
Verpakking : Flaconverpakking / enkele folieverpakking



Triglyceride



Monstergrootte : 3 μ L
Reactie tijd : 60 seconden
Meetbereik : 70~ 600 mg/dL
Hematocrietbereik : 20-55 %
Precisie : 70-125 mg/dL, SD<10 mg/dL ; 126-600 mg/dL, CV<7.5%
Verpakking : enkele folieverpakking



Urinezuur



Monstergrootte : 0,5 μ L
Reactie tijd : 15 seconden
Meetbereik : 3-20 mg/dL
Hematocrietbereik : 20-60 %
Precisie : ≤ 5 mg/dL, SD<0.5 mg/dL; >5 mg/dL, CV<7.5% (≤ 297 μ M, SD<30 μ M; >297 μ M, CV<7.5%)(≤ 0.29 mM, SD<0.03 mM; >0.29 mM, CV<7.5%)
Verpakking : Flaconverpakking / enkele folieverpakking



Lactaat



Monstergrootte : 0,8 μ L
Reactie tijd : 5 seconden
Meetbereik : 0,3~22 mmol/L)
Hematocrietbereik : 10-65 %
Precisie : ≤ 3 mmol/L, SD<0.3mM ; >3mmol/L, CV<7.5%
Verpakking : Flaconverpakking / enkele folieverpakking