

Prior Medical Systems B.V.

Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Thermomètre infrarouge TD 1107, temps de réaction rapide (2 secondes), compact

Plage de température: 32 ° C - 43 ° C

Méthode: oreille

Précision: + 0.2 ° C

LCD back light: couleurs vertes lorsque normal

Détection du couvert de sonde: active avec la fonction démarrage automatique

Communication: bluetooth

Source d'alimentation: 2 x piles AA

Calibrage automatique avec le calibrateur TD **1090**

Pour plus d'informations sur ce thermomètre, veuillez envoyer un email à:

info@prior-medical.com