

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



3223 D Bloeddruk Hartslag Glucose meter

Bloeddruk bereik Systolisch : 60-250 mmHg
Bloeddruk bereik Diastolisch : 30-195 mmHg
Bloeddruk nauwkeurigheid : $\pm 2\%$

Hartslag (HS)bereik : 0-199 slagen /min.
HS nauwkeurigheid : $\pm 4\%$
Voeding : 2 x AAA
Gewicht : 350 gram

Glucose :
Enzyme : GOD
Monstergrootte / reactie tijd : 0.7 μ L / 7 seconden
Meetbereik : 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L)
Hematocriet bereik : 30-55 %
Marge : SD < 5mg/dL bij 100 ml/dL
(0.278 mmol /5.55mmol/L)
CV < 5% bij 100 mg/dL (5.55/L)
Nauwkeurigheid : 15mg/dL \leq 100 mg/dL , 15 % > 100mG/dL

Indien u vragen heeft over deze Bloeddruk Hartslag Glucose meter , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 084 4300044 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com

