

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



8250 B Vinger - SpO2 Hartslagmeter

SpO2 Bereik : 0 % tot 100 %
SpO2 Meetmethode : duale golflengte LED
SpO2 Nauwkeurigheid : 80 tot 100% , ± 2 %
SpO2 Resolutie : 1 %

Hartslag (HS)bereik : 30-250 slagen /min.
HS nauwkeurigheid : ± 1 % of 1 slag / als HR <100/min
Waterresistentie : IP 56, waterspatten
Voeding : 2 x AAA
Gewicht : 39 gram

Indien u vragen heeft over deze SpO2-Hartslagmeter , verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 084 430044 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : infobe@prior-medical.com