

Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Fax: +31-172-766105
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



Thermometer TD 1241 B, infrarood snelle reactiesnelheid, voorhoofd meting

Meetafstand	: 3 – 7 cm
Bereik	: 22 °C – 44 °C
Meetmethode	: voorhoofd, infrarood focus
Nauwkeurigheid	: 36 °C – 39 °C ± 0.2 °C. (< 36 °C >39 °C ± 0,3 °C)
Indeling	: 0,1 °C
Communicatie	: bluetooth
Voeding	: 2 x AA batterijen
Afmetingen	: 150 mm(l) x 48.5mm (b) x 55mm(d)
Gewicht	: 125 gr (incl batterijen)
Conformiteit	: 93/42/EEC, EN 60101, EN 61326, EN 62304

Indien u vragen heeft over deze thermometer, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen, telefoonnummer 084 4300044 of stuur uw vraag per email aan: info@prior-medical.com
Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email : info@prior-medical.com